

Восковые диски CAD/CAM компании “SmolWax”

№	Артикул	Размер	Наименование	Цвет	Цена розница
Диски Ø 98 мм					
1	098112	98x12	Диск заготовка CAD/CAM (12мм)	белый	1 000,00 ₽
	098212	98x12		голубой	1 000,00 ₽
	098312	98x12		синий	1 000,00 ₽
	098412	98x12		серый	1 100,00 ₽
2	098114	98x14	Диск заготовка CAD/CAM (14мм)	белый	1 000,00 ₽
	098214	98x14		голубой	1 000,00 ₽
	098314	98x14		синий	1 000,00 ₽
	098414	98x14		серый	1 100,00 ₽
3	098116	98x16	Диск заготовка CAD/CAM (16мм)	белый	1 000,00 ₽
	098216	98x16		голубой	1 000,00 ₽
	098316	98x16		синий	1 000,00 ₽
	098416	98x16		серый	1 100,00 ₽
4	098118	98x18	Диск заготовка CAD/CAM (18мм)	белый	1 100,00 ₽
	098218	98x18		голубой	1 100,00 ₽
	098318	98x18		синий	1 100,00 ₽
	098418	98x18		серый	1 200,00 ₽
5	098120	98x20	Диск заготовка CAD/CAM (20мм)	белый	1 100,00 ₽
	098220	98x20		голубой	1 100,00 ₽
	098320	98x20		синий	1 100,00 ₽
	098420	98x20		серый	1 200,00 ₽
6	098122	98x22	Диск заготовка CAD/CAM (22мм)	белый	1 200,00 ₽
	098222	98x22		голубой	1 200,00 ₽
	098322	98x22		синий	1 200,00 ₽
	098422	98x22		серый	1 300,00 ₽
7	098125	98x25	Диск заготовка CAD/CAM (25мм)	белый	1 200,00 ₽
	098225	98x25		голубой	1 200,00 ₽
	098325	98x25		синий	1 200,00 ₽
	098425	98x25		серый	1 300,00 ₽

WWW.ADMDENTAL.RU

Ваш персональный менеджер:

Полина Сергеевна СИМКИНА

+7 981 190-01-57

ps@admdental.ru



Циркониевые
диски



Кобальт-хром
диски



PPMA
диски



Фрезы
для станков

Восковые диски CAD/CAM компании “SmolWax”

№	Артикул	Размер	Наименование	Цвет	Цена розница
Диски Ø 95 мм					
1			Диск заготовка CAD/CAM (12мм)		
	095212	95x12		голубой	1 000,00 ₽
	095312	95x12		синий	1 000,00 ₽
	095412	95x12		серый	1 100,00 ₽
2	095114	95x14	Диск заготовка CAD/CAM (14мм)	белый	1 000,00 ₽
	095214	95x14		голубой	1 000,00 ₽
	095314	95x14		синий	1 000,00 ₽
	095414	95x14		серый	1 100,00 ₽
3	095116	95x16	Диск заготовка CAD/CAM (16мм)	белый	1 000,00 ₽
	095216	95x16		голубой	1 000,00 ₽
	095316	95x16		синий	1 000,00 ₽
	095416	95x16		серый	1 100,00 ₽
4	095118	95x18	Диск заготовка CAD/CAM (18мм)	белый	1 100,00 ₽
	095218	95x18		голубой	1 100,00 ₽
	095318	95x18		синий	1 100,00 ₽
	095418	95x18		серый	1 200,00 ₽
5	095120	95x20	Диск заготовка CAD/CAM (20мм)	белый	1 100,00 ₽
	095220	95x20		голубой	1 100,00 ₽
	095320	95x20		синий	1 100,00 ₽
	095420	95x20		серый	1 200,00 ₽
6	095122	95x22	Диск заготовка CAD/CAM (22мм)	белый	1 200,00 ₽
	095222	95x22		голубой	1 200,00 ₽
	095322	95x22		синий	1 200,00 ₽
	095422	95x22		серый	1 300,00 ₽
7	095125	95x25	Диск заготовка CAD/CAM (25мм)	белый	1 200,00 ₽
	095225	95x25		голубой	1 200,00 ₽
	095325	95x25		синий	1 200,00 ₽
	095425	95x25		серый	1 300,00 ₽

WWW.ADMDENTAL.RU

Ваш персональный менеджер:

Полина Сергеевна СИМКИНА

+7 981 190-01-57

ps@admdental.ru



Циркониевые
диски



Кобальт-хром
диски



PPMA
диски



Фрезы
для станков

Восковые диски CAD/CAM компании “SmolWax” Технические характеристики

Представляем вам высококачественный воск для моделирования Российского производства. Обладает рядом преимуществ перед конкурентами:

- === беззольный состав воска идеально подходит для изготовления безметалловых конструкций;
- === не содержит нитрит титана, который дает зольность и тупит инструмент;
- === хорошо соединяется с пришеечным воском;
- === безупречная прецизионность даже самых тонких реставраций;
- === не имеет баланса на модели, даже при большой протяженности конструкции;
- === не требует обработки фрезой т.к. легко обрабатывается скальпелем;
- === материал дает четкий отпечаток копировальной бумаги, что обеспечивает легкую работу в артикуляторе;
- === стружка не магнитится к стенкам камеры и не наматывается на фрезу;
- === не рвет опоки при шоковом нагреве (бывает разрыв, если литейщик торопится и не досушивает опоку, влага быстро высвобождается и остаются микро кромки на литье, не критично можно снять фрезой);
- === температура плавления 122-125 градусов.

В любое время в наличии на складе весь размерный ряд: 95\98.5 мм
10\12\14\16\18\20\22\25 мм.

Представленные цвета линейки: белый, голубой, синий и серый - практически не имеют отличий по свойствам: из-за красителя синий чуть более статичен и немного магнитится, а серый более пластичен.

WWW.ADMDENTAL.RU

Ваш персональный менеджер:

Полина Сергеевна СИМКИНА
+7 981 190-01-57
ps@admdental.ru



Циркониевые
диски



Кобальт-хром
диски




PPMA
диски



Фрезы
для станков

СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат
соответствия



Сертификат
безопасности

WWW.ADMDENTAL.RU

Ваш персональный менеджер:

Полина Сергеевна СИМКИНА

+7 981 190-01-57

ps@admdental.ru



Циркониевые
диски



Кобальт-хром
диски



PPMA
диски



Фрезы
для станков