



# ADM Dental


CAD/CAM SOLUTIONS FOR DENTISTRY

## ФРЕЗЕРНЫЙ

МИНИ

## ЦЕНТР

ПОД



Команда ADM Dental заботится о Вас и поэтому подготовила список оборудования и расходных материалов, чтобы Вы смогли использовать все необходимые ресурсы для организации собственного мини-фрезерного центра или дополнить то, чего на данный момент не хватает для грамотной работы Вашей лаборатории.



# SLM ПРИНТЕРЫ


## 3DLAM Mini (CoCr, Ti, Al)



Принтер отлично подходит для регулярной печати миниатюрных металлических деталей за счет небольшого объема зоны печати.

**Из плюсов:** экономный расход порошка, продолжительный срок службы, мгновенный запуск.

## 3DLAM Mid (CoCr, Ti, Al)



Принтер подходит для 3D печати металлических изделий любого характера.

**Из плюсов:** многоцелевое использование, высокая детализация, экономическая эффективность.






# РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

**SLM порошок  
Puresphere 43055  
CoCrWMo**



Газоатомизированный сферический порошок CoCrWMo, предназначен для изготовления зубных протезов с помощью технологии спекания порошка (EBM, SLS, SLM, DMLS и т.д.).

**Применение:** коронки, мосты, дуговые протезы.



# 3D СКАНЕР

## CADstar NEO



Сканер для лабораторий и фрезерных центров, которым важна скорость и точность. Простой интерфейс программного обеспечения NEO позволяет быстро освоить процесс сканирования. Широкий выбор аксессуаров и открытый формат экспортируемых файлов делает CADstar NEO вашим надёжным и продуктивным помощником в бизнесе.

## Аксессуары



# Расходный материал

## Сканспрей Mega Check



Матирующий спрей Mega Check применяется при 3D сканировании в работе с глянцевыми и прозрачными материалами, создавая на их поверхности матовый слой для качественного сканирования объекта.

**Срок годности:** 3 года.  
**Объем:** 450 мл.





# Фрезерный станок

## ADM SYSTEM X5 Rus




Многофункциональный, универсальный станок фрезерует в сухом и мокром режиме. X5 разработан и собирается в России. Комплектующие изготавливаются на собственном производстве и на заводах партнеров (Санкт-Петербург, Вологда, Рыбинск, Ростов-на Дону), что способствует быстрому сервису.



# Расходные материалы

## Диски титановые Bloomden



Изготовлены из титана Grade-5. **Преимущества:** нетоксичность и прочность.



## Диски кобальт-хромовые MESA



CAD/CAM блоки Итальянской компании MESA продолжают совершенствоваться на рынке уже более десяти лет.





# Расходные материалы

## Диски циркониевые: Aidite, Bloomden, Ziceram



Зуботехнические заготовки, которые изготавливаются из диоксида циркония, частично стабилизированного иттрием и обогащенного алюминием. Последние два вещества обеспечивают повышенную прочность и жесткость материала. Так, он способен выдержать перерезающую силу или момент изгиба.



# Расходные материалы

## Диски PMMA: Bloomden, HUGE



Блоки PMMA (полиметилметакрилат) - прочный и биосовместимый материал для временных конструкций, нетоксичный, не вызывает аллергических реакций у пациентов.

**Диски PMMA подходят для изготовления:**  
Временных реставраций (коронки, мостовидные протезы).



# Расходные материалы

**Диски восковые:  
Bloomden, HUGE,  
SmolWax**



Блоки из синтетического беззольного воска используются для изготовления восковых репродукций.





# Расходные материалы

## Холдер ADM Dental

Наш холдер - это экономия, производительность, отличное качество, высокая точность, совместимость, комплектация, материалы, гарантия, универсальность и техническая поддержка.



подробнее

## Pre-milled абатменты ADM Dental



подробнее

Мы экономим ваше время и деньги, поэтому выпускаем наши pre-milled абатменты в трёх вариантах с различным диаметром. Время процесса фрезеровки сокращается до 8 минут, а фрезы служат гораздо дольше.



# Расходные материалы

## Фрезы ADM Dental

Мы выпускаем качественные твердосплавные и высокоскоростные фрезы сферической, радиусной и торцевой формы. Они подходят для обработки металлов, диоксида циркония, пластмассы и других материалов. Характеристики фрез ADM Dental позволяют использовать их на самых современных станках ведущих производителей.



# Расходные материалы


## Фрезы Power Tools

Фрезы Power Tools - отличаются от других повышенным ресурсом и надежностью.



## Фрезы Bloomden

Фрезы Bloomden - представлены отличным соотношением цены и качества.





# Расходные материалы

## СОЖ (Смазочно-охлаждающая жидкость)

Разводится в дистиллированной воде, предназначена для охлаждения при фрезеровке. Уровень Ph свежей эмульсии 9.7, а уже использованной ниже 8.6, уровень концентрации проверяется рефрактометром. Концентрация для использования 7-10%.



# Четыре плюса в работе с



При положительном рассмотрении всего нашего предложения у Вас появляется невероятная возможность приобрести **весь товар по самой выгодной цене.**

**Техническая поддержка** ADM Dental с радостью **поможет** разобраться со всеми тонкостями оборудования **во время установки, подключения и эксплуатации.**

**Менеджеры** нашей компании с удовольствием **проконсультируют Вас** по всему ассортименту ADM Dental в рабочие часы.

Гарантируем **качество, которое проверено нами и нашими любимыми клиентами** в области медицины.





**Заполните простую анкету обратной связи, чтобы не пропустить новые предложения и получить приятный бонус.**



111123, Москва,  
Электродный проезд, д. 14,  
строение 3, офис 7  
Телефон: 8 (499) 490-02-15  
E-mail: moscow@admdental.ru

199178, Санкт-Петербург,  
ул. Наличная, 55  
Телефон: 8 (812) 407-12-29  
E-mail: info@admdental.ru